


Anticorpo Monoclonale Anti-Glypican 3 (Gpc3) Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P51654

Numero articolo: CM0006802



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Glypican 3 (GPC3) umana, validato per WB, IF/ICC, FC, ELISA. Adatto per la ricerca sul cancro, la biologia dello sviluppo e la segnalazione Wnt/Hedgehog.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Glypican 3 (GPC3) Rabbit mAb
Note/Alias	SGB; DG5X; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
Specie	Umana
GeneID (umano)	2719
GeneID	2719
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 481-580 della Glypican 3 (GPC3) umana (NP_004475.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P51654
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio