

Anticorpo Policlonale Anti-Glicano 3 (Gpc3) Per Wb, Fc, Elisa - P51654

Numero articolo: CM0019017



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro Glicano 3 (GPC3) per Western blot, citometria a flusso e ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Glicano 3 (GPC3) Rabbit pAb
Note/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2719
GeneID	2719
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51654
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio