


Anticorpo Policlonale Anti-Glyr1 Per Wb, Elisa - Q49A26

Numero articolo: CM0025623



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GLYR1, validato per Western blot (WB) ed ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per studi di biologia della cromatina, rimodellamento dei nucleosomi e regolazione dell'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GLYR1 Rabbit pAb
Note/Alias	NP60; NPAC; hNDF; BM045; HIBDL; N-PAC; GLYR1
Specie	Umano
ID Gene	84656 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-270 di GLYR1 umano (NP_115958.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q49A26
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio