

Anticorpo Monoclonale Anti-Glyt2 Per Wb, Elisa - Q9Y345

Numero articolo: CM0002626

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Glyt2 per applicazioni WB, ELISA. Validato per campioni di Uomo, Topo, Ratto. Bersaglia la glicina trasportatore 2 dipendente da sodio e cloruro, fondamentale per la neurotrasmissione glicinergica. Ideale per la ricerca in neuroscienza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Glyt2 Rabbit mAb
Note/Alias	NET1; GLYT2; HKPX3; GLYT-2; Glyt2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9152
GeneID	9152
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 della Glyt2 umana (Q9Y345)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y345
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio