

Anticorpo Monoclonale Anti-Gm-Csf Per Wb, If/Icc, Elisa - P01587

Numero articolo: CM0011275

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il GM-CSF di topo, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Ideale per studi sulle citochine e ricerca sulla differenziazione ematopoietica. SWISS: P01587.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GM-CSF Rabbit mAb
Note/Alias	CSF; Csfgm; GMCSF; Gm-CSf; MGI-IGM
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	1437
ID Gene (Topo)	12981
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-141 del GM-CSF di topo (NP_034099.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01587
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio