

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gm-Csf Per Wb, Elisa - P48750

Numero articolo: CM0008688

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega al fattore stimolante le colonie di granulociti e macrofagi del ratto (GM-CSF, CSF2). Validato per applicazioni WB ed ELISA. Citochina secreta di 17 kDa. Per la ricerca sull'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GM-CSF Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	Gmcsf; Gm-csf
Specie	Ratto
GeneID (Umano)	1437
GeneID	116630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-144 del GM-CSF di ratto (NP_446304.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	P48750
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio