

Anticorpo Policlonale Anti-Gm130 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Numero articolo: CM0030372



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GM130 (GOLGA2) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva Uomo, Topo, Ratto. Peso molecolare 113 kDa. Ideale per la ricerca sull'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GM130 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GM130; DEDHMB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2801
GeneID	2801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 della GM130 umana (NP_004477.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q08379
Peso Proteico	113 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio