

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gm130 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Numero articolo: CM0024600



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GM130 (Q08379) di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con GM130 (Golgin A2) umano, murino e ratto. Ideale per lo studio della struttura del Golgi, della mitosi e dell'organizzazione del centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GM130 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	GM130; DEDHMB
Specie	Umano
GeneID (umano)	2801
GeneID	2801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 del GM130 umano (NP_004477.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q08379
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio