

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Gm13125/Pramef20 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vt98

Numero articolo: CM0026842

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità che bersaglia Gm13125 (PRAMEF20) di topo, adatto per applicazioni WB, IHC-P e ELISA. Mostra reattività crociata con uomo e ratto e rivela una banda di ~55 kDa. Ideale per lo studio delle proteine della famiglia PRAME con ripetizioni ricche di leucina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Gm13125 Rabbit pAb
Note/Alias	Gm13125; EG627009; Pramef20
Specie	Topo
GeneID (uomo)	645425
GeneID	627009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-274 di Gm13125 di topo (NP_001108549.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5VT98
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio