

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gmfb Per Wb, If/Icc, Elisa - P60983

Numero articolo: CM0028090

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia GMFB umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto, ideale per la ricerca sulla differenziazione neurale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GMFB Rabbit pAb
Note/Alias	GMF; GMFB
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2764
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di GMFB umano (NP_004115.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P60983
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio