


Anticorpo Policlonale Anti-Gmip Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P107

Numero articolo: CM0021256



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GMIP umano (proteina interagente con GEM, ARHGAP46). Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione della GTPasi RhoA e della segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GMIP pAb di Coniglio
Note/Alias	ARHGAP46; GMIP
Specie	Umano
GeneID (umano)	51291
GeneID	51291
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-91 di GMIP umano (NP_057657.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P107
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio