


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gmnn Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75496

Numero articolo: CM0006596



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro GMNN (Geminin) umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce GMNN di origine umana e murina, un inibitore chiave della replicazione del DNA e regolatore del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GMNN Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	Gem; MGORS6; Geminin
Specie	Uomo
GeneID (umano)	51053
GeneID	51053
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-209 di GMNN umano (NP_056979.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	O75496
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio