

Anticorpo Policlonale Anti-Gmps Per Wb, Ip, Elisa - P49915

Numero articolo: CM0030795



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GMPS umano (GMP sintasi). Validato per WB, IP, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 394-693 di GMPS umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GMPS Rabbit pAb
Note/Alias	GATD7; GMPS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8833
GeneID	8833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 394-693 di GMPS umano (NP_003866.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49915
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio