

Anticorpo Policlonale Anti-Gn1A Per Wb, Elisa - Q4Adv8

Numero articolo: CM0022489

introduzione

Anticorpo policlonale anti-Gn1a (OsCKX2) validato per WB ed ELISA. Targetizza la deidrogenasi 2 delle citochinine nel riso, un regolatore chiave della resa dei chicchi. Ottenuto da coniglio; presenta reattività crociata con Oryza sativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Gn1a Rabbit pAb
Note/alias	CKX2; Gn1a; OsCKX2; OsJ_00744; B1046G12.8
Specie	Oryza sativa
GeneID	4327333
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-500 di Gn1a di Oryza sativa (Q4ADV8)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q4ADV8
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante