

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gna11 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P29992

Numero articolo: CM0026792



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a GNA11 (sottounità alfa 11 della proteina G, SWISS P29992). Validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per studi di segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb (Anticorpo Policlonale) di Coniglio GNA11
Note/Alias	FBH, FBH2, FHH2, HG1K, HHC2, GNA-11, HYPOC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2767
GeneID	2767
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-350 di GNA11 umano (NP_002058.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29992
Peso Molecolare Proteina	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio