

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gna11 (Pab) Per Wb, If/Icc E Elisa - P29992

Numero articolo: CM0018782



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GNA11 umano, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva GNA11 endogeno (~42 kDa) e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione tramite GPCR e proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GNA11 Rabbit pAb
Note/Alias	FBH; FBH2; FHH2; HG1K; HHC2; GNA-11; HYPOC2; GNA11
Specie	Umano
GeneID (umano)	2767
GeneID	2767
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 250-350 di GNA11 umano (NP_002058.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29992
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio