


Anticorpo Policlonale Anti-Gna13 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14344

Numero articolo: CM0026448



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce GNA13 (sottounità alfa-13 della proteina G). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata umana, murina e di ratto. Adatto per lo studio della segnalazione Rho e dei meccanismi di invasione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	GNA13 Rabbit pAb
Note/Alias	G13; HG1N; GNA13
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10672
GeneID	10672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di GNA13 umano (NP_006563.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14344
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio