


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gna13 Per Ihc-P - Q14344

Numero articolo: CM0019253



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GNA13 (subunità alfa 13 della proteina G), validato per IHC-P in tessuti umani, di topo e di ratto. Immunogeno ricombinante a lunghezza intera; adatto per studi sulla segnalazione GPCR-RhoA, sulla metastasi tumorale e sulla biologia del centro germinativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNA13 Rabbit pAb
Note/Alias	GNA13; G13; subunità alfa 13 della proteina G
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10672
ID Gene	10672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-377 della GNA13 umana (NP_006563.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q14344
Peso proteico	33kDa/44kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio