


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gna13 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14344

Numero articolo: CM0021917



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GNA13 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva GNA13 umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare la segnalazione delle proteine G, l'attivazione di RhoA e le metastasi tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GNA13 Rabbit pAb
Note/Alias	G13; HG1N; GNA13
Specie	Umano
GeneID (umano)	10672
GeneID	10672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di GNA13 umano (NP_006563.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14344
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio