

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gna15 Per Wb, Elisa - P30679

Numero articolo: CM0021404

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio GNA15 di alta qualità convalidato per western blot e ELISA, che bersaglia la proteina G alfa-16 umana e murina. Ideale per la ricerca sulla segnalazione GPCR, l'ematopoiesi e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNA15 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HG1L; GNA16; GNA15
Specie	Umana
GenelD (umano)	2769
GenelD	2769
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 112-374 della GNA15 umana (NP_002059.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	P30679
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio