


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gnai1 Per Wb, Elisa - P63096

Numero articolo: CM0027553



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a GNAI1 (Gi, HG1B, NEDHISB). Rileva umano, topo, ratto. Adatto per Western blot e ELISA. Coinvolto nella segnalazione GPCR, inibisce l'adenilato ciclasi. Peso proteico 40 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNAI1 Rabbit pAb
Note/Alias	Gi; HG1B; NEDHISB; GNAI1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2770
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 del GNAI1 umano (NP_002060.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P63096
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio