


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gnai2 Per Wb, Elisa - P04899

Numero articolo: CM0025335



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GNAI2 per Western blot e ELISA, reattivo contro GNAI2 umano e murino. Media la segnalazione GPCR, inibisce la produzione di cAMP e svolge ruoli nell'angiogenesi e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNAI2 Rabbit pAb
Note/Alias	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2771
ID Gene	2771
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-355 di GNAI2 umano (NP_002061.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P04899
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio