


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gnai2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P04899

Numero articolo: CM0015191



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GNAI2 (sottounità G proteina alfa i2) validato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Adatto per lo studio della segnalazione GPCR, dell'angiogenesi e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNAI2 Rabbit pAb
Note/Alias	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	2771
ID Gene	2771
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-355 della GNAI2 umana (NP_002061.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04899
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio