

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gnai3 Per Wb E Elisa - P08754

Numero articolo: CM0014935



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GNAI3 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mira all'epitopo N-terminale. Per la segnalazione GPCR e la ricerca sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNAI3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	87U6, HG1A, ARCND1, ARCODS, GNAI3
Specie	Umano
Gene ID	2773
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GNAI3 umano (NP_006487.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08754
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio