

Anticorpo Policlonale Anti-Gnao1 Per Wb, If-P, Elisa - P09471

Numero articolo: CM0023385

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GNAO1 umano, adatto per WB, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia la subunità alfa o della proteina G coinvolta nella segnalazione GPCR e nella regolazione del cAMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GNAO1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GNAO; HG1G; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2775
GeneID	2775
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 60-180 di GNAO1 umano (NP_066268.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09471
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio