

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gnaq Per Wb, Ihc-P, Elisa - P50148

Numero articolo: CM0002553

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che si lega a GNAQ umano (G-alfa-q), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione GPCR e per l'approvvigionamento di materie prime diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GNAQ Coniglio mAb
Note/Alias	GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2776
GeneID	2776
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-150 di GNAQ umano (NP_002063.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50148
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio