

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gnaq Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50148

Numero articolo: CM0013332



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GNAQ umano per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva GNAQ in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNAQ pAb di coniglio
Note/Alias	GAQ; SWS; CMAL; CMC1; G-ALPHA-q; GNAQ
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	2776
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-359 di GNAQ umano (NP_002063.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P50148
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta