


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gnat1 Per Wb, Elisa - P11488

Numero articolo: CM0029637



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GNAT1 (catena alfa-1 della transducina), validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Adatto per ricerca sulla fototrasduzione e retinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GNAT1 Rabbit pAb
Note/Alias	GBT1; HG1F; GNATR; CSNB1G; CSNBAD3; GNAT1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2779
ID Gene	2779
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 58-178 di GNAT1 umano (NP_000163.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11488
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio