


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gnat3 Per Wb, If/Icc, Elisa - A8Mtj3

Numero articolo: CM0021521



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GNAT3 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la catena alfa-3 della gustducina, coinvolta nella trasduzione del gusto e nel rilevamento degli zuccheri intestinali. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNAT3 Rabbit pAb
Note/Alias	GDCA; HG1E; GNAT3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	346562
ID del gene	346562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-130 di GNAT3 umano (NP_001095856.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	A8MTJ3
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante