

Anticorpo Policlonale Anti-Gnaz Per Wb, Elisa - P19086

Numero articolo: CM0017732



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia GNAZ umano (Gz-alfa), un trasduttore nella segnalazione transmembrana. Validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con topo e ratto. Banda attesa ~41 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNAZ Rabbit pAb
Note / Alias	HG1H; gz-alfa; GNAZ
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2781
GeneID	2781
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di GNAZ umano (NP_002064.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P19086
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio