


Anticorpo Policlonale Anti-Gnb1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62873

Numero articolo: CM0023067



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GNB1, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. GNB1 è una subunità beta delle proteine G essenziale per la segnalazione transmembrana, rendendo questo anticorpo ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GNB1 Rabbit pAb
Note/Alias	MDS; HG2A; MRD42; GNB1
Specie	Umano
GeneID (umano)	2782
GeneID	2782
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-340 di GNB1 umano (NP_002065.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P62873
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio