

Anticorpo Policlonale Anti-Gnb1L Per Wb, Elisa - Q9Byb4

Numero articolo: CM0025247

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia GNB1L umano, un regolatore chiave della risposta al danno del DNA. Validato per WB e ELISA con reattività incrociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione DDR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNB1L Rabbit pAb
Note/Alias	GY2; FKSG1; WDR14; WDVCF; DGCRK3; GNB1L
Specie	Umana
ID gene (Umano)	54584
ID gene	54584
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-327 di GNB1L umano (NP_443730.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYB4
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio