

Anticorpo Monoclonale Anti-Gnb2 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62879

Numero articolo: CM0010726



introduzione

Anticorpo Monoclonale GNB2 Coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con GNB2 umano, di topo e ratto, una subunità beta della proteina G coinvolta nella segnalazione transmembrana. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb GNB2 Coniglio
Note/Alias	SSS4, HG2C1, NEDHYDF, GNB2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2783
ID Gene	2783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di GNB2 umano (P62879)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62879
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio