

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gnb2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62879

Numero articolo: CM0029304



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro GNB2 umano (sottounità beta-2 della proteina G). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNB2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SSS4; HG2C1; NEDHYDF; GNB2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2783
Gene ID	2783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-340 di GNB2 umano (NP_005264.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62879
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio