

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Gnb3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P16520

Numero articolo: CM0015752

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro GNB3, convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con GNB3 umano, murine e ratto, una subunità beta delle proteine G chiave nella segnalazione dei GPCR. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale e le malattie retiniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNB3 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	HG2D, CSNB1H, GNB3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	2784
ID gene	2784
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-340 di GNB3 umano (NP_002066.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P16520
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio