

Anticorpo Policlonale Anti-Gnb5 Per Wb, Elisa - O14775

Numero articolo: CM0031020



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GNB5 umano (Gbeta5), validato per WB ed ELISA. Adatto per ricerca in neuroscienze, segnalazione GPCR e reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ottimale per studi sull'attività delle proteine RGS.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GNB5 Rabbit pAb
Note/Alias	GB5, HG2E, IDDCa, LADCI, gbeta5, GNB5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10681
Gene ID	10681
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di GNB5 umano (NP_006569.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14775
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio