

Anticorpo Policlonale Anti-Gng3 Per Wb, Elisa - P63215

Numero articolo: CM0025696

introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale coniglio anti-GNG3 validato per WB ed ELISA. Rileva la GNG3 umana con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione di membrana e sulle proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNG3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HG3D; GNG3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2785
GenelD	2785
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P63215
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio