

Anticorpo Policlonale Anti-Gng7 Di Coniglio Per Wb, Elisa - O60262

Numero articolo: CM0014405

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GNG7 umano (HG3B), adatto per WB e ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Proteina prevista di 8 kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNG7 Rabbit pAb
Alias	HG3B, GNG7
Specie	Umano
ID Gene	2788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-68 di GNG7 umano (NP_443079.1).
Specie ospite	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse, Ratto
Accessione UniProt	O60262
Peso molecolare previsto	8 kDa
Condizioni di spedizione	Borsa del ghiaccio