


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gngt1 Per Wb, If-P, Elisa - P63211

Numero articolo: CM0018756



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GNGT1 (subunità gamma-T1 della proteina G(T) legante nucleotidi della guanina) per WB, IF-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per studi sulla segnalazione transmembrana. P63211.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNGT1 pAb di coniglio
Note/alias	GNG1; HG3G1; GNGT1
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	2792
ID genico	2792
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-45 della GNGT1 umana (NP_068774.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P63211
Peso della proteina	8 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante