

Anticorpo Policlonale Anti-Gngt2 Per Wb E Elisa - O14610

Numero articolo: CM0027658

introduzione

Anticorpo policlonale anti-GNGT2 di alta qualità validato per Western blot e ELISA. Rileva GNGT2 umano e murino, una subunità gamma delle proteine G coinvolta nella segnalazione transmembrana. Ideale per la ricerca nella trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNGT2 Rabbit pAb
Note/Alias	GNGT9; HG3I; GNGT8; G-GAMMA-8; G-GAMMA-C; GNGT2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2793
GeneID	2793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-69 di GNGT2 umano (NP_113686.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O14610
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio