

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gnl1 Per Wb, Elisa - P36915

Numero articolo: CM0018945

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GNL1 (HSR1), prodotto utilizzando una proteina ricombinante. Validato per Western blot ed ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio delle proteine leganti il GTP e della compatibilità tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNL1 Rabbit pAb
Note/Alias	HSR1, GNL1
Specie	Umana
GeneID (umano)	2794
GeneID	2794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 della GNL1 umana (NP_005266.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P36915
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante