


Anticorpo Policlonale Anti-Gnmt Per Wb Ed Elisa - Q14749

Numero articolo: CM0025267



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la GNMT umana, adatto per western blotting ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla metilazione della glicina e sul metabolismo epatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-GNMT
Note/Alias	HEL-S-182mP; GNMT
Specie	Umana
GeneID (Umano)	27232
GeneID	27232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-295 della GNMT umana (NP_061833.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14749
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio