


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gnpda1 Per Wb, Elisa - P46926

Numero articolo: CM0018349



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla glucosammina-6-fosfato deaminasi 1, adatto per applicazioni WB ed ELISA. Rileva GNPDA1 umano, di topo e di ratto; generato contro una proteina ricombinante del dominio N-terminale. Per uso di ricerca negli studi sulla via degli esosammine e sulla sintesi dell'acido ialuronico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GNPDA1 Rabbit pAb
Note/Alias	GPI, HLN, GNP1, GNPI, GNPDA, GNPDA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10007
GeneID	10007
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di GNPDA1 umano (NP_005462.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46926
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio