

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gnpnat1 Per Wb - Q96Ek6

Numero articolo: CM0018837



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GNPAT1 umano (Glucosamina 6-fosfato N-acetiltransferasi), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla membrana del Golgi e degli endosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GNPNAT1 Rabbit pAb
Note/Alias	GNA1; GNPAT; Gpnat1; RHZDAN; GNPAT1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	64841
ID Gene	64841
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-91 di GNPAT1 umano (NP_932332.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96EK6
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio