


Anticorpo Policlonale Anti-Gnrh1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P01148

Numero articolo: CM0029995



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al GNRH1 umano (progonadoliberina-1), adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Supporta la ricerca in endocrinologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNRH1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GRH; GNRH; LHRH; LNRH; GNRH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2796
GeneID	2796
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-92 del GNRH1 umano (NP_001076580.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P01148
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio