

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gnrh2 Per Wb, Elisa - 043555

Numero articolo: CM0030137

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a GNRH2 umano (Progonadoliberin-2), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la biologia della riproduzione e la ricerca sugli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNRH2 Rabbit pAb
Note/Alias	GnRH-II; LH-RHII; GNRH2
Specie	Umano
GeneID (umano)	2797
GeneID	2797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-120 di GNRH2 umano (NP_001492.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43555
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio