

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gnrhr Per Wb, Elisa - P30968

Numero articolo: CM0015561



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per GNRHR umano (Gonadotropin-releasing hormone receptor, recettore dell'ormone di rilascio delle gonadotropine). Validato per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca in endocrinologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | GNRHR Rabbit pAb                                                                                               |
| Annotazioni/Alias   | HH7; GRHR; LRHR; LHRHR; GNRHR1; GNRHR                                                                          |
| Specie              | Uomo                                                                                                           |
| ID gene             | 2798 (Uomo)                                                                                                    |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza tra gli amminoacidi 1-80 di GNRHR umano (NP_000397.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                      |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                              |
| SWISS               | P30968                                                                                                         |
| Peso proteico       | 38 kDa                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                              |