

Anticorpo Policlonale Anti-Golga1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92805

Numero articolo: CM0017044

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GOLGA1 umano (golgin-97). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sul traffico nel Golgi e sul trasporto della E-caderina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GOLGA1 Rabbit pAb
Note/Alias	golgin-97; GOLGA1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	2800
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di GOLGA1 umano (NP_002068.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q92805
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico