


Anticorpo Monoclonale Anti-Golga4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13439

Numero articolo: CM0007456



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-GOLGA4 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia una proteina della rete trans-Golgi coinvolta nel traffico vescicolare. Ideale per la ricerca sull'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GOLGA4 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2803
GenelD	2803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di GOLGA4 umano. (NP_002069.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13439
Peso Proteico	261kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio