


Anticorpo Policlonale Anti-Golga4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13439

Numero articolo: CM0015775



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a GOLGA4 umano (golgin-245, p230). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo, ratto. Ideale per la ricerca sul traffico del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GOLGA4 Rabbit pAb
Note/Alias	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2803
Gene ID	2803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-150 di GOLGA4 umano (NP_002069.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13439
Peso proteico	261kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio